

Densímetros de precisión en vidrio

según norma BS 718 L20 (página 1 de 4)

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) según las especificaciones detalladas en la norma BS 718; todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
0,600 ...	0,620 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071201
0,620 ...	0,640 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071202
0,640 ...	0,660 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071203
0,660 ...	0,680 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071204
0,680 ...	0,700 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071205
0,700 ...	0,720 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071206
0,720 ...	0,740 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071207
0,740 ...	0,760 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071208
0,760 ...	0,780 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071209
0,780 ...	0,800 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071210
0,800 ...	0,820 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071101
0,820 ...	0,840 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071102
0,840 ...	0,860 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071103
0,860 ...	0,880 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071104
0,880 ...	0,900 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071105
0,900 ...	0,920 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071106
0,920 ...	0,940 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071107
0,940 ...	0,960 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071108
0,960 ...	0,980 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071109
0,980 ...	1,000 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071110

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)
[Catálogo de Alcohómetros](#)
[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual
se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio

según norma BS 718 L20 (página 2 de 4)

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) según las especificaciones detalladas en la norma BS 718; todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
1,000 ...	1,020 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071111
1,020 ...	1,040 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071112
1,040 ...	1,060 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071113
1,060 ...	1,080 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071114
1,080 ...	1,100 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071115
1,100 ...	1,120 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071116
1,120 ...	1,140 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071117
1,140 ...	1,160 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	3071118
1,160 ...	1,180 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071119
1,180 ...	1,200 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071120
1,200 ...	1,220 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071121
1,220 ...	1,240 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071122
1,240 ...	1,260 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071123
1,260 ...	1,280 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071124
1,280 ...	1,300 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071125
1,300 ...	1,320 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071126
1,320 ...	1,340 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071127
1,340 ...	1,360 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071128
1,360 ...	1,380 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071129
1,380 ...	1,400 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071130

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio

según norma BS 718 L20 (página 3 de 4)

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) según las especificaciones detalladas en la norma BS 718; todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
1,400 ...	1,420 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071131
1,420 ...	1,440 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071132
1,440 ...	1,460 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071133
1,460 ...	1,480 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071134
1,480 ...	1,500 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071135
1,500 ...	1,520 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071136
1,520 ...	1,540 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071137
1,540 ...	1,560 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071138
1,560 ...	1,580 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071139
1,580 ...	1,600 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071140
1,600 ...	1,620 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071141
1,620 ...	1,640 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071142
1,640 ...	1,660 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071143
1,660 ...	1,680 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071144
1,680 ...	1,700 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071145
1,700 ...	1,720 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071146
1,720 ...	1,740 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071147
1,740 ...	1,760 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071148
1,760 ...	1,780 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071149
1,780 ...	1,800 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071150

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio

según norma BS 718 L20 (página 4 de 4)

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) según las especificaciones detalladas en la norma BS 718; todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
1,800 ...	1,820 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071151
1,820 ...	1,840 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071152
1,840 ...	1,860 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071153
1,860 ...	1,880 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071154
1,880 ...	1,900 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071155
1,900 ...	1,920 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071156
1,920 ...	1,940 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071157
1,940 ...	1,960 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071158
1,960 ...	1,980 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071159
1,980 ...	2,000 g/cm³	0,0002 g/cm³	BS 718 L20	335 mm	9071160

Productos relacionados

- .../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

