

Densímetros de precisión en vidrio

según norma BS 718 M50 (página 1 de 2)

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) según las especificaciones detalladas en la norma BS 718; todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
0,600 ...	0,650 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071321
0,650 ...	0,700 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071322
0,700 ...	0,750 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071323
0,750 ...	0,800 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071324
0,800 ...	0,850 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071151
0,850 ...	0,900 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071152
0,900 ...	0,950 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071153
0,950 ...	1,000 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071154
1,000 ...	1,050 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071155
1,050 ...	1,100 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071156
1,100 ...	1,150 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071157
1,150 ...	1,200 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071158
1,200 ...	1,250 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071159
1,250 ...	1,300 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071160
1,300 ...	1,350 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	3071161
1,350 ...	1,400 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071162
1,400 ...	1,450 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071163
1,450 ...	1,500 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071164
1,500 ...	1,550 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071165
1,550 ...	1,600 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071166

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés	
	Certificado de Conformidad
	Certificado de Calibración de Fábrica
	Certificado de Calibración Oficial
	Catálogo de Areómetros Baumé
	Catálogo de Alcohómetros
	Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos	
	incorporan número de serie individual
	se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio

según norma BS 718 M50 (página 2 de 2)

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) según las especificaciones detalladas en la norma BS 718; todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
1,600 ...	1,650 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071167
1,650 ...	1,700 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071168
1,700 ...	1,750 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071169
1,750 ...	1,800 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071170
1,800 ...	1,850 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071171
1,850 ...	1,900 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071172
1,900 ...	1,950 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071173
1,950 ...	2,000 g/cm³	0,001 g/cm³	BS 718 M50SP	270 mm	9071174

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)
[Catálogo de Alcohómetros](#)
[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual
se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

